



# emmi<sup>®</sup>-pet

## PROFESSIONELE TANDENREINIGING VOOR DIEREN MET 100% ULTRASOON

### Handleiding voor de Emmi<sup>®</sup>-Pet

We zijn erg blij dat u ons ultrasoon apparaat hebt gekozen voor de tandreiniging en mondhygiëne van uw dier. Lees de handleiding helemaal door, zodat u bekend bent met het gebruik van het emmi<sup>®</sup>-pet tandenborstel en de beste resultaten voor uw dier behaalt.

#### De levering emmi<sup>®</sup>-pet omvat:

emmi<sup>®</sup>-pet HT (Handstuk), emmi<sup>®</sup>-pet 100-240-C-Oplaadstation, emmi<sup>®</sup>-pet A1/A2 Ultrasonie opzetstukken, emmi<sup>®</sup>-pet ZA Ultrasonie tandpasta voor dieren (75ml)



CE 60020118

## Belangrijk - het opladen van de accu's / gebruiksduur per lading

Zorg ervoor dat het handstuk is uitgeschakeld tijdens het opladen, anders kan het niet worden opgeladen. Plaats het ingeschakelde toestel nooit in het oplaadstation, en laat voor extra controle het borstel-opzetstuk op het apparaat zitten. Als u het apparaat 1 x per dag voor 10 minuten gebruikt, kunt u het apparaat ca. 10 dagen met een 1 acculading gebruiken. Daarna dient het apparaat opnieuw 24 uur te worden opgeladen.

## Eerste toepassing

1. Bevestig het ultrasone hulpstuk altijd verticaal en ook verticaal opnieuw omhoog verwijderen. Zo voorkomt U een beschadiging aan de contactpunten van het handstuk door kanteling.
2. Stekker van het laadstation met het stopcontact verbinden, het handstuk met bevestigde borstelopzetstuk in het laadstation steken en 24 uur opladen.



## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZING

De ultrasone apparaten van Emmi Ultrasonic GmbH zijn een innovatieve en doeltreffende methode van de tandhygiëne en mondhygiëne (micro tanden reiniging) voor mensen en dieren. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en volledig door, evenals de bijgevoegde waarschuwing. Houd rekening met het volgende. Om een elektrische schok te voorkomen;

1. Plaats het laadstation zo dat het niet in badkuip of wasbak kan vallen.
2. Gebruik het laadstation alleen op een droge ondergrond en in een droge omgeving.
3. Raak het laadstation niet aan als het in het water gevallen is. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
4. Gebruik het laadstation niet in de badkuip.



Bij het opladen altijd het borstel-opzetstuk bevestigen voor een betere controle van de toestand van het apparaat.

## LED-display

### 1. LED blauw - LADEN

Als het handstuk op het laadstation staat, licht de blauwe led verlichting op.  
Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, gaat de blauwe led verlichting uit.

### 2. LED groen - AAN

Als het apparaat is ingeschakeld en de borstelkop is erop gezet, dan brandt de led verlichting permanent groen.

### 3. LED verlichting knippert rood - CONTROLE / STORING

Als de accu leeg is of als er een storing is, gaat de rode LED-verlichting branden en schakelt het apparaat zichzelf uit.

### 4. Apparaat uitgeschakeld - geen weergave.



## Aanvullende eigenschappen

- Herkenning van het opzetstuk (Transport Veilige Functie): zonder opzetstuk wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld en kan het ook niet worden ingeschakeld.
- Automatische uitschakeling (Accu Veilige Functie): het apparaat schakelt na 6 minuten automatisch uit.
- Controle laadniveau: wanneer de accu volledig is opgeladen, gaat de blauwe LED-verlichting uit.

## Goedgekeurd gebruik

Om schade aan het apparaat door brand, elektrische schok of letsel te voorkomen, houd rekening met het volgende:

De producten mogen alleen worden gebruikt voor de toepassingen die worden vermeld in de brochures en de technische beschrijvingen, dat wil zeggen voor het poetsen van tanden en mondhygiëne bij mens en dier en alleen in combinatie met apparatuur van derden of componenten van derden aanbevolen of goedgekeurd door Emmi Ultrasonic GmbH.

Elk ander of verder gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. In het geval van oneigenlijk gebruik aanvaardt Emmi Ultrasonic GmbH geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die kan optreden, evenals geen garantie voor een foutloze en functionele werking van de componenten. Correct gebruik houdt ook het naleven in van alle instructies in de handleiding. Dit wordt aangegeven door het symbool op het naamplaatje.

Een juiste en veilige werking van de producten vereist een goed transport, goede opslag, installatie en montage, evenals een zorgvuldige bediening en onderhoud. De periodieke inspecties volgens BGV A3 moeten in acht worden genomen. Het apparaat moet zodanig worden geïnstalleerd dat het netsnoer van het laadstation te allen tijde vrij toegankelijk is.

## Oneigenlijk gebruik

In geval van oneigenlijk gebruik van het product, kan er gevaar voor zowel personen als mede schade aan eigendommen ontstaan. Op basis hiervan is oneigenlijk gebruik verboden.

In het geval van oneigenlijk gebruik aanvaardt Emmi Ultrasonic GmbH geen aansprakelijkheid voor enige opgetreden schade die kan optreden en geen garantie voor foutloos, functioneel en correct werken van de componenten. Om oneigenlijk van het apparaat uit te sluiten, moeten de volgende instructies in acht worden genomen:

- Het ultrasone apparaat voor de reiniging van tanden en mondhygiëne mag alleen met netspanning gebruikt worden, die op het naamplaatje [onderkant van het laadstation] afgedrukt is.
- Geen brandbare of agressieve chemicaliën, zuren, logen en dergelijke voor de reiniging gebruiken.
- Als transportschade wordt vastgesteld, dan het laadstation niet aan het stroomnet aansluiten.
- Het apparaat mag alleen binnenshuis op kamertemperatuur gebruikt worden.



## Laat uw dier wennen aan tandreiniging en mondhygiëne met de originele ultrasoon van emmi®-pet

- 1 Knijp ruim 1 cm van de ultrasone pasta op uw vinger. Laat uw dier aan de tandpasta snuffelen en likken.
- 2 Schakel het apparaat in en laat het aan uw dier zien.
- 3 Houd het handstuk met de bijgevoegde ultrasone opzetstuk aan de mond van uw dier en spreek het kalmerend toe.
- 4 Til de lippen voorzichtig omhoog en plaats langzaam het borstel opzetstuk in de mond, om uw dier aan het schoonmaakproces te laten wennen.
- 5 Begin nu met het reinigen van de tanden. De ultrasone tandpasta losjes met de borstel over de binnenkant en buitenkant van de tanden en op de kauwvlakken verdelen. Begin met de achterste kiezen en houd de borstel van het ultrasone opzetstuk zonder beweging en zonder druk aande tanden. Bedek tussen de 1 en 3 tanden tegelijkertijd met het ultrasone opzetstuk. Houd de borstel ongeveer 10 seconden op een tand voordat u naar de volgende tand doorgaat. Beweeg het apparaat tijdens het schoonmaken niet, anders zal het niet werken. Door de emmi®-pet ultrasoon, in de ultrasone tandpasta ontstane microbelletjes zorgen voor een grondige tandreiniging zonder slijtage.
- 6 Na beëindiging van de tandreiniging de borstel onder stromend water afspoelen. Het apparaat blijft daarbij ingeschakeld. Na het afspoelen kunt u het apparaat uitschakelen. De ultrasoon heeft een steriliserende werking, zodat de borstel na het afspoelen gedesinfecteerd is. Het apparaat kan na iedere reiniging weer op het laadstation worden gezet. Dit veroorzaakt geen schade aan de accu.



## Regelmatige toepassing

Wij bevelen het regelmatige gebruik van de emmi®-pet voor tandreiniging en mondhygiëne aan, ongeveer een- tot driemaal per week. De duur van de tandreiniging zou 3 tot 5 minuten bedragen. Bij kritieke ontstekingen of sterke tandsteenontwikkeling wordt een langere reinigingstijd en een controle door een dierenarts aanbevolen.

## Vorming van microbelletjes in de ultrasone tandpasta

De emmi®-pet ultrasone tandpasta voor dieren is speciaal voor de tandreiniging van dieren ontwikkeld. Samen met de ultrasone tandenborstel voor de tandreiniging en mondhygiëne, de emmi®-pet, reinigt het de tanden van uw dier voorzichtig en zonder slijtage. Het is belangrijk dat u de emmi®-pet ultrasone tandpasta voor dieren bij de tandreiniging van uw dieren gebruikt. Bij het gebruik van een normale tandpasta leidt dit niet tot micro-activiteiten (vorming van microbelletjes), die voor de werking van de emmi®-pet ultrasoon en voor de tandreiniging essentieel zijn. De ultrasoon in de emmi®-pet ultrasone tandpasta produceert meer dan 3,5 miljoen microbelletjes per mm<sup>3</sup>. Deze imploderen, worden opnieuw gevormd, imploderen, enz. Bij de implosie komen enorme krachten vrij, die onzuiverheden verwijderen. Dit alles gebeurt, zonder dat uw dier hier iets van merkt.



### **BELANGRIJK:**

Het apparaat werkt zonder trillingen en geruisloos, om het dier niet te laten schrikken of te verontrusten. Controleer of het groene lampje onder de schakelaar op het handstuk tijdens het gebruik permanent brandt, om te controleren of het apparaat correct functioneert. **Zonder opgezet ultrasoon opzetstuk kan het apparaat niet ingeschakeld worden.**

## Accute ontstekingen en parodontitis

Bij acute problemen, de borstel losjes op de betreffende tanden houden en daarna direct op het tandvlees. Laat het daar, indien mogelijk, voor 30 tot 60 seconden. Hierdoor kunt u een snel en effectief herstel bereiken. De langere toepassingstijd is niet schadelijk omdat de gebruikte ultrasone golven absoluut onschadelijk zijn.

## Vermijd slechte mondgeur

Omdat de ultrasoon van emmi®-pet, bacteriën op en in het tandvlees vermindert, kan de slechte geur die wordt veroorzaakt door levende bacteriën worden voorkomen. Dit effect duurt houdt ongeveer 12 uur aan.

## Werking

De Tandereiniging en mondhygiëne met ultrasone golven is een effectieve methode voor thuis. De emmi®-pet functioneert niet zoals de bekende, handmatige, elektrische- of sonische tandenborstel, allemaal werkend door mechanische slijtage. De emmi®-pet maakt gebruik van moderne ultrasone technologie. Bij het poetsen van tanden met emmi®-pet, wordt het schoonmaken niet gedaan door «schuren» met schurende stoffen zoals het geval is met conventionele tandpasta's, maar door zachte ultrasoon. Het gebruik van zachte ultrasone golven is absoluut onschadelijk voor mens en dier, onafhankelijk van de leeftijd. Het is wetenschappelijk bewezen dat ultrasoon met een vermogen tot 50 watt voor mens en dier onschadelijk is. De ultrasoon van emmi®-pet werkt slechts met 0.2 watt.

De positieve effecten en de veiligheid zijn bewezen en bevestigd door tandartsen en implantologen. Ultrasone reiniging en mondhygiëne worden al sinds jaren zonder bijwerkingen toegepast. Miljoenen ultrasone golven worden elke minuut gegenereerd door de gepatenteerde ultrasone chip in de borstelkop. De ultrasone golven worden via elk haar in de borstel, in de ultrasone tandpasta overgebracht, waar ze miljoenen microbelletjes vormen. Door hun microscopische omvang kunnen de microbelletjes binnendringen in de kleinste openingen, ruimtes tussen tanden, spleten en beschadigd tandvlees zonder enige beweging of mechanische druk tijdens het tandenpoetsen.

Onzuiverheden, voedselresten en tandplak kunnen blijvend door de implosie van de microbelletjes verwijderd worden en de bacteriën worden hierbij vermindert. De emmi®-pet is gebaseerd op de emmi®-dent Professional, die sinds 2009 wordt geleverd aan honderdduizenden tevreden klanten over de hele wereld, een ontwikkeld ultrasoon apparaat voor het reinigen van tanden en mondhygiëne van dieren.



De emmi®-pet reinigt zelfs op plekken waar de borstel niet komt.  
De ultrasone golven reduceren bacteriën tot diep in het tandvlees.

## emmi®-pet ZA Ultrasoon tandpasta voor dieren

emmi®-pet ZA is een speciaal voor dieren ontwikkelde ultrasoon tandpasta

## emmi®-pet A1/A2 ultrasonische opzetstukken

**Groter opzetstuk** voor grote honden en paarden.

**Kleiner opzetstuk** voor kleine honden en katten.

Om hygiënische redenen mag hetzelfde opzetstuk niet voor meerdere dieren gebruikt worden. De opzetstukken moeten elke drie maanden vervangen worden omdat de ultrasoon de borstel na dit tijdsbestek zachter maakt.

Hoe zachter de borstelharen worden, des te lager is de ultrasone overdracht en de resultaten van tandreiniging verslechteren. Vervangende opzetstukken en ZA Ultrasoon tandpasta zijn verkrijgbaar in de online shop op [www.petdental.nl](http://www.petdental.nl)



## Onderhoud en verwijdering van de accu

De accu's bevinden zich in het waterdichte handstuk van het apparaat. Het handstuk kan na gebruik worden teruggezet op het laadstation of, indien volledig opgeladen, maximaal voor ongeveer 10 dagen worden gebruikt zonder opnieuw op te laden.

Als de totale reinigingstijd per dag langer is dan 10 minuten, laadt u de accu's binnen een korter tijdsbestek op. Zorg ervoor dat de accu's nooit helemaal leeg raken. Wanneer de accu's een kritiek niveau hebben bereikt, wordt de indicator bij het opstarten niet groen maar rood en begint te knippen. Als dat het geval is, moet het apparaat per se opnieuw opgeladen worden, om een mogelijke beschadiging van de accu te voorkomen.

Het apparaat bevat een speciale milieuvriendelijke lithiumaccu die desondanks niet met huishoudelijk afval mag worden weggegooid.

Voor de verwijdering staan u de opvangbakken van het Gemeenschappelijke Terugnagesysteem ter beschikking als ook andere inzamelpunten (bijvoorbeeld andere verkooppunten van gelijksoortige accu's).



(§6Abs.3, ElektroG)

## Garantie

Dit product heeft een garantie van 24 maanden vanaf de datum van aankoop. Defecten tijdens deze garantietijd in de vorm van materiaal- en / of fabricagefouten, worden kosteloos verholpen. Dit wordt gedaan door reparatie of vervanging. Voor zover wettelijk is toegestaan, zijn andere schadevorderingen uitgesloten.

De garantie is niet van toepassing op tussenkomst van derden of demontage door derden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. De garantie is niet van toepassing op willekeurige schade of onjuist gebruik. Bij verlening van een prestatie die onder de garantie valt, wordt de garantieperiode niet verlengd. Voor ongerechtvaardigde klachten, bijvoorbeeld, installatie- of bedieningsfouten, behouden wij ons het recht voor, om de gemaakte kosten in rekening te brengen. Om aanspraak op garantie te kunnen maken, is het noodzakelijk om het aankoopbewijs met de aankoopdatum te bewaren. Voor een snelle afhandeling van uw garantiegevallen stuurt u het apparaat, een kopie van het aankoopbewijs en een korte beschrijving van het defect met voldoende frankering rechtstreeks naar Emmi Ultrasonic GmbH. Helaas kunnen ongefankeerde zendingen niet worden geaccepteerd.

Bedankt voor uw welwillendheid en begrip.

### Emmi Ultrasonic GmbH

Gerauer Str. 34, D-64546 Mörfelden-Walldorf, Duitsland

Tel.: +49 (0) 6105 - 40 67 94

[www.emmi-ultrasonic.de](http://www.emmi-ultrasonic.de)

Verkoop datum

dealer stempel

Wijzigingen voorbehouden

© Copyright EMAG AG. Alle rechten voorbehouden. Gereproduceerd in Duitsland/EU. De inhoud van deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd. De handleiding mag noch in zijn geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd. Veranderingen, afkortingen, uitbreidingen en aanvullingen evenals elke publicatie of vertaling door derden, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van EMAG AG.

